

АРМАКОН®

ГАРДИКОН® ГЕЛЬ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО
(КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК)



- Предназначен для быстрой дезинфекции кожи без использования воды, для профилактики заболеваний на рабочем месте, при нахождении рабочего места удаленно от стационарно-бытовых узлов, при работе с бактериально опасными средами.
- Область применения: лечебно-профилактические, детские дошкольные и школьные учреждения; предприятия общественного питания и пищевой промышленности; банки; офисы; места общего пользования; населением в быту.
- Назначение: обработка рук хирургов, локтевых сгибов доноров, операционных и инъекционных полей кожи, медицинских перчаток; гигиеническая обработка рук.
- Активность: в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулёза), вирусов (включая гепатиты), грибов.
- Эффективность подтверждена ЦНИИ Эпидемиологии.
- Не содержит силиконов, красителей, парабенов, консервантов.
- ТУ 9392-014-99195003-2011

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН
И КАК ДЕЙСТВУЕТ
ГАРДИКОН® ГЕЛЬ

ГАРДИКОН® ГЕЛЬ обладает пролонгированным действием:
1 ч на незащищённой коже рук,
и 3 ч при ношении полимерных материалов.

Содержит ухаживающие компоненты (глицерин, ланолин),
не сушит кожу, оставляет ощущение свежести.

Глицерин (Glycerin) обладает способностью аккумулировать влагу из воздуха и насыщать ею кожу.

Ланолин (Lanolin) обладает смягчающим действием и превосходно впитывается в кожу.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для гигиенической обработки 2-3 мл средства нанести на кисти рук и втирать в кожу до высыхания.

Подробная информация изложена в инструкции по применению дезинфицирующего средства «ГАРДИКОН® ГЕЛЬ».

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Только для наружного применения, не наносить на раны и слизистую.
Легко воспламеняется!

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытых флаконах, отдельно от лекарственных препаратов,
в недоступном для детей месте.

СОСТАВ

Средство сохраняет свои органолептические и физико-химические свойства при замораживании и нагревании от -20 °C до +40 °C.

Официальный дистрибьютор
КЕМИЛАН®
WWW.CHEMILINE.RU
8-800-200-78-89

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ИЗ ЛЮБОГО РЕГИОНА РФ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8-800-100-7053
www.armakon.ru